

# Merkblatt zur Probenabgabe/Mikroanalyse:

Bitte beachten:

- Öffnungszeiten, von 9.00 – 10.00 Uhr, mit Bitte um Einhaltung!
- Komplett ausgefüllte Berichtszettel abgeben (Name, Bez., Lösungsmittel,...)
- Leserlich schreiben
- Zwei Dezimalstellen angeben
- Alle Probengefäße mit Namen **und** Probenbezeichnung **beständig** beschriften
- Für CHN-Analytik mindestens 2 mg der Probe abfüllen
- Für Praktikanten: bitte auch den Namen des Assistenten angeben
- Verunreinigte Substanzen werden unbearbeitet rausgelegt
- Bitte nur geeignete Probengefäße aus Glas verwenden,  
z.B.: - Schliffinger mit Glasstopfen (**nicht fetten**)  
- Schraubdeckelgläschen  
- Schlenkkolben,

bitte **keine** Schnappdeckel-Gläser, Eppendorf-Tubes, o.ä. verwenden.

## **Empfindliche Proben:**

- Können „auf Abruf“ abgegeben oder als „eigene Einwaage“ in der Glovebox selbst eingepackt werden.
- Für beides kann ein Termin vereinbart werden. Diesen bitten wir einzuhalten.
- Bei „eigener Einwaage“ sollten pro Probe 2 Probengefäße für Schiffchen abgegeben werden

---

**Sie finden analysierte Proben direkt vor der Abteilung zur Abholung:**

Analysenberichte – im Karteikasten

Proben – im Setzkasten

Bitte **beides** wieder mitnehmen!